


O2濃度計 IS-300產品規格-1




交貨時詳細配件LIST			
品名	型號	數量	備註
食品用微量酸素分析計	IS-300	1	付電源CABLE
採樣轉接器	SA-2	1	
針架		1	付雙面膠
備用FUSE (2A)		1	
維護套件	MK-6	1	Sampling tube 2m Packing $\phi 10 \times 3$ fitting VRM106 $\times$ 1 Adapter fitting VFU106 $\times$ 1 Membrane filter $\times$ 3
注射針		2	
鑷子		1	
粘着用橡膠		10	追加時指定之型號：100片/組（型式：RG-1）
膠帶		1	

O2濃度計 IS-300產品規格-2




產品規格	
測定方法	二氧化鋯材質感知器(ZrO2)限界電流方式
測定範圍	殘存酸素濃度 (O2) ① 0.000~0.999%O2 ② 1.00~25.00%O2 AUTO RANGE GAS置換率 (REP) 0.0~100.0% 依據模式鍵切換顯示
再現性 *	0.5%O2以下±0.005%O2以內 0.5~5%O2±0.05%O2以內 5%O2以上±0.25%O2以內
反應速度	90% 応答 4秒以內 (Air→N2)
SAMPLE GAS流量	2~3mL/sec 採樣時間5秒設定の場合 10~15mL/1回測定
printer 介面	RS-232C
校正方法	大氣下一鍵校正
機能	GAS置換率表示 測定値HOLD機能 DATA記憶機能 (10次) PUMP吸引方式 採樣時間設定 (設定範圍: 1~99秒)
使用温度範圍	0~40℃ (不結露情況)
電源	AC100V±10V max. 50VA
尺寸・重量	170 (W) ×200 (D) ×145 (H) mm 約3kg

O2濃度計 IS-300快速入門-1



測定方法



O2濃度計 IS-300快速入門-2

